

ElderSpy

Dorian BOUCHARD

Julien DIDIER

Benjamin NEUVILLE-BURGUIERE

Ivan VAN DER TUIJN

Carla WAGSCHAL

Contexte



Solution complète de surveillance de métrique de santé pour personnes âgées

Besoins utilisateurs

Patient

- Partager son ressenti
- Communiquer avec les soignants (médecin, aide-soignant)

Proches du patient

- Avoir une vision globale sur les personnes qui s'occupent de mon proche
- Connaître les prochains rendez-vous de mon proche
- Recevoir des notifications de statut de certains capteurs
- Visualiser les métriques basiques du patients
- Avoir des retours lors des visites chez mon proche

Infirmier

- Recevoir des notifications sur divers statuts concernant les patients
- Visualiser les informations générales du patient

Médecin

- Recevoir des alertes en cas de situation grave sur un de mes patients
- Prendre contact avec les équipes médicales
- Visualiser les constantes de mes patients de manière précise
- Avoir une visualisation sur son planning /Prendre des rendez-vous

Administrateur

- Visualisation de l'état de tous les capteurs chez mes clients
- Accéder à distance à la gateway de n'importe quel client pour intervenir dessus

Technicien

 Avoir une interface de configuration afin d'installer facilement de nouveaux dispositifs

Données recueillies

Données recueillies


- Données vitales :
 - Fréquence cardiaque
 - Température
 - Glycémie
 - Capteur de chute
- Données environnementales:
 - Qualité de l'air
 - Température
- Données psychologiques :
 - Rapport comportemental (via Assistant vocal / Formulaire)

Architecture


LAN (Maison)

- Collecte et envoi de données de télémétrie
- Recueil du ressenti du patient
- Mécanisme de sauvegarde de donnée en cas de déconnexion
- Alerter même en cas de déconnection

Installation Maison



Data processing côté Edge




Feedback patient

LAN **Edge** INTERNET **IoT Device Backend Vocal Assistant** - context store form SW **BLE Receiver STT Module Assistance** Client Service **TTS Module** WS **BLE Emitter Vocal Assistant** LLM_{kg}

Communication Edge - Cloud

- Communication edge vers backend
- Communication backend vers edge
- Accès à distance aux edges (opérations de maintenance)
- Informer d'une alerte à tout moment

Communication Edge - Cloud




Micro services

- Fine grained scaling
- Flexibilité d'implémentation
- Persistance polyglotte
- Quarkus :
 - Resource efficient
 - Kube Native (fast-boot, compilation native)
 - Observabilité et Monitoring intégré


Services - Analyse de données

- Analyses orientées par le médecin (paramètres médicaux)
- Analyses avec large contexte (croisement de données), et longues périodes de temps, potentiellement à base d'IA




Services - Alerte

- Alerter lors de la détection d'une anomalie
- Différents niveau d'alerte
 - CRITICAL (ex : Arrêt cardiaque)
 - SERIOUS (ex : chute)
 - MINOR (ex : taux de glycémie légèrement élevé)
 - ENVIRONMENTAL (ex : détérioration de la qualité de l'air)
- Forwarder les alertes provenant du Edge



Services - Organisation

- Le médecin définit des directives en terme de visites des patients
- Le planning des infirmier(es) se complète automatiquement
- Les infirmier(es) peuvent organiser leur planning personnel
- Le planning de visite est consultable par les proches
- Le personnel médical dispose d'une distinction entre la gestion des patients



Services - Consultation patient

- Le médecin donne des directives d'analyse
 - personnaliser les seuils d'alerte
 - personnaliser les paramètres médicaux
 - orienter les types d'analyses à réaliser
- Le personnel médical peut consulter les données médicales (rapport et donnée brute)
- Le personnel médical peut consulter et ajouter des rapports d'observations
- Le médecin peut définir les seuils pris en compte par le Edge

Backend MQTT Subscribe Ingestion Service telemetry data **INTERNET** Analyzer Service 👺 anomalies read medical parameters & context write medical data AMQP Publish Medical Data Servi ← REST API – Edge medical configuration Alerting Service REST API subscribe on **GSM Gateway** anomaly detect on store alerts **GSM NETWORK** Planning Service **INTERNET** User Mgmt Servi ➤ Assistance Service

Services - Monitoring client


- Connaître l'état/statut des capteurs et appareils déployés chez le client
- Connaître l'état/statut du Edge
- Alerter en cas de panne détecté ou de dysfonctionnement

Backend MQTT Subscribe Ingestion Service telemetry data publish detected **INTERNET** Analyzer Service 搔 anomalies read medical parameters & context read write medical data AMQP Publish Medical Data Servi ← REST API -Edge medical configuration **MQTT Subscribe** publish malfunction -Status Service status data subscribe on **GSM Gateway Alerting Service** anomaly detection store alerts **GSM NETWORK** Planning Service 搔 **INTERNET** User Mgmt Servi REST API -► Assistance Service ≥

Services - Maintenance client

- Accès à distance (initié par le technicien) aux équipements Edge
- Mise à jour des Edges
- Configuration des Things
- Monitoring des edges


CLOUD



Sécurité


- Anonymisation des données médicales
- Clé de désanonymisation stocké sur disque
- Authentification du personnel médical via l'API Pro Santé Connect
- Authentification centralisée au niveau de l'API Gateway
- Reverse proxy (load balancing, rate-limit, port exposure)

CLOUD Backend AMQP Publish reverse ssh tunneling trigger message AMQP Publish Admin Maintenance Service → REST API edge update notification **Panel AMQP Publish** Edge & Things configuration **MQTT Subscribe** IngestionService 👫 telemetry data publish detected read **INTERNET** Analyzer Service 👺 anomalies read medical parameters & context write medical data **AMQP Publish** Medical Data Servite ← REST API -Edge medical configuration MQTT Subscribe publish malfunction → REST API — Status Service status data REST API subscribe on **Alerting Service GSM Gateway** anomaly detect on store alerts **GSM NETWORK** Planning Service 📝 ← REST API – **INTERNET** User Mgmt Servi ▶ Assistance Service ♣




Logging


Log Management ELK



Front-end



CLOUD



Analyse des risques

39	Impact Faible	Impact Modéré	Impact Important	Impact Grave	Impact Catastrophique
Probabilité Très Faible					
Probabilité Faible			R7(IntrusionAMQP/MQTT)	R9 (Saturation stockage SQLite)	
Probabilité Moyenne		R6 (Mauvaise configuration des agents)	R3(Fiabilitécapteurs IoT)	R5 (Panne Stream Processing) - R4 (Performances Raspberry Pi)	R8 (Panne RabbitMQ)
Probabilité Élevée				 R2 (Indisponibilité des Services) 	R1 (Sécurité des données)

Backend - Data storage

Need 1: Store high volume of telemetry data, with long term persistence.

Solutions:

InfluxDB

Need 2: Store business related data

Solutions:

MongoDB

Need 3: Anonymisation of medical data (which data record belongs to which patient?)

Solutions:

- Fast In-Memory database Redis (maybe change it for a better option)
- Tokenisation or pseudonymisation
- Secured database, not accessible from outside (directly or indirectly) that stores the mapping patient edge data

Scalability policies:

- BASE (Basically Available, Soft state, Eventual consistency): for the InfluxDB, availability very important, but consistency less
- ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability): for the mongoDB(not possible), consistency and atomicity are prominent, availability also

Medical Data security plan:

- Anonymisation & encryption of anonymisation resolvers

Demo